





norme ISO4049: 2000.

### ■CONSERVATION


- Conservér ESTELITE FLOW QUICK High Flow à une température comprise entre 0 et 25°C (32 et 77°F).
- ÉVITER d'exposer directement ESTELITE FLOW QUICK High Flow à la lumière et à la chaleur.
- NE PAS utiliser ESTELITE FLOW QUICK High Flow après expiration de la date de péremption mentionnée sur la seringue/l'emballage.

### ■ÉLIMINATION

Pour éliminer en toute sécurité l'excédent de ESTELITE FLOW QUICK High Flow, extruder de la seringue le produit non utilisé et le photopolymériser avant de le jeter.

### ■FIXATION DE L'EMBOUT (Metal Syringe Tip)

- Maintenez la canule et tournez le bouchon dans les sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer. [1]
- Tenez la canule et placez Metal Syringe Tip à l'intérieur. Tournez Metal Syringe Tip dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit complètement bloqué. [2]



- Les accessoires et Metal Syringe Tip sont exclusivement conçus pour ESTELITE FLOW QUICK High Flow. Évitez d'utiliser des embouts fabriqués par d'autres marques avec ESTELITE FLOW QUICK High Flow.
- Metal Syringe Tip sont également vendus séparément.
- Utilisez des gants lorsque vous fixez Metal Syringe Tip.

### ■PROCÉDURE CLINIQUE

#### 1. Nettoyage

Nettoyer soigneusement la surface de la dent à l'aide d'une cupule en caoutchouc et d'une pâte sans fluor, puis rincer à l'eau.

#### 2. Sélection de la teinte

Sélectionner la teinte ESTELITE FLOW QUICK High Flow appropriée.

#### 3. Isolation

Utiliser de préférence une digue dentaire.

#### 4. Préparation de la cavité

Préparer la cavité et rincer à l'eau.

#### 5. Protection de la pulpe

Si la cavité à traiter est très proche de la pulpe, il convient d'appliquer de l'hydroxyde de calcium. NE PAS UTILISER DE PRODUITS A BASE D'EUGENOL pour protéger la pulpe car ces produits entravent le durcissement de ESTELITE FLOW QUICK High Flow. ESTELITE FLOW QUICK High Flow est contre-indiqué dans le coffiage pulpaire direct.

#### 6. Système adhésif

Appliquez le système adhésif par photopolymérisation conformément aux instructions fournies par son fabricant.

- Ne pas utiliser de système adhésif autdurcissant. Nous recommandons d'utiliser un système adhésif photopolymérisant avec ESTELITE FLOW QUICK High Flow. En effet, les autres types de systèmes adhésifs, autdurcissant ou dual-cured, risquent de ne pas fournir une adhésion suffisante lorsqu'ils sont utilisés avec des résines composites photopolymérisantes. Si vous souhaitez utiliser un système adhésif autdurcissant ou dual-cured, veuillez vérifier que ce système adhésif est compatible avec les résines composites photopolymérisantes utilisées.

- Pour les réparations d'éléments en céramique/composite, veiller à traiter la surface avec un agent de couplage au silane AVANT de procéder à la mise en place de l'adhésif.

#### 7. Remplissage et réalisation des contours

Vous pouvez remplir directement les cavités avec Metal Syringe Tip, ou procéder à un remplissage indirect au moyen d'un instrument prévu à cet effet après avoir extrudé la résine dans le bloc de mélange. Les incréments ne doivent pas dépasser la profondeur indiquée pour une durée donnée (reportez-vous au tableau fourni ci-dessus).

- Ne pas appliquer de pression trop forte sur la seringue pour en extruder le produit lorsque celle-ci vient juste d'être retirée du réfrigérateur.

- NE PAS mélanger ESTELITE FLOW QUICK High Flow avec des résines composites d'autres marques afin d'éviter une polymérisation incomplète ou l'incorporation de bulles d'air. Pour éviter l'incorporation de bulles d'air, NE PAS mélanger deux teintes de pâte ESTELITE FLOW QUICK High Flow.

- Après avoir extrudé la pâte, retirer et jeter Metal Syringe Tip, puis frotter la canule à l'aide d'un morceau de gaze et remettre aussitôt le capuchon en place.

#### 8. Polymérisation

Exposer chaque incrément sous la lampe à polymérisation le temps préconisé au minimum (reportez-vous au tableau fourni ci-dessus).

- En cas d'application de résines composites d'autres marques sur le composite polymérisé, suivre les instructions qui leur sont associées.

#### 9. Finition

Modeler et polir la restauration. Pour la finition, utiliser de fines pointes de finition à diamant. Atténuer les démarcations entre le composite et la dent naturelle au moyen d'une fraise en carbure cannelée (12) en la passant doucement et sans utiliser d'eau. Pour les surfaces proximales, utiliser des bandes de finition en métal ou des bandes de polissage en vinyle. Pour le polissage, utiliser des pointes caoutchouc ou tout autre instrument approprié, tel que PoGo™ (DENTSPLY/Caulk), Sof-Lex™ (3M ESPE), Identoflex® HiLuster Dia Polishers (Kerr) ou D-FINE™ Hybrid Diamond (COSMEDENT, Inc.).
\* PoGo, Sof-Lex, Identoflex et D-FINE ne sont pas des marques déposées de Tokuyama Dental Corporation.

NOTE IMPORTANTE : Le fabricant n'est pas responsable de tout dommage ou lésion occasionné par une utilisation inappropriée de ce produit. Le professionnel dentaire doit personnellement s'assurer, avant usage, que le produit convient à l'application envisagée.

Les caractéristiques techniques du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Dans ce cas, les instructions et les précautions à observer sont elles aussi susceptibles d'évoluer.

## ITALIANO

**Leggere attentamente tutte le istruzioni, avvertenze e note prima di utilizzare ESTELITE FLOW QUICK High Flow.**

### ■DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E INFORMAZIONI GENERALI

1) ESTELITE FLOW QUICK High Flow è una resina composita a bassa

viscosità, fotopolimerizzabile e radiopaca. Il posizionamento diretto di ESTELITE FLOW QUICK High Flow nella cavità preparata semplifica la procedura di manipolazione.

2) ESTELITE FLOW QUICK High Flow adotta la tecnologia RAP (iniziatore di Fotopolimerizzazione a Radicali Amplificati). Il tempo di polimerizzazione di ESTELITE FLOW QUICK High Flow può essere abbreviato di un terzo utilizzando una unità di fotopolimerizzazione avente una lunghezza d'onda nel range da 400 a 500 nm (picco 470 nm). Consultare anche la tabella in cui sono riportate le relazioni tra il tempo di polimerizzazione e la profondità d'incremento (■INDICAZIONI PER RIEMPIMENTO E POLIMERIZZAZIONE).

3) La tecnologia RAP consente un tempo di lavoro più lungo (90 sec.) per ESTELITE FLOW QUICK High Flow.

4) ESTELITE FLOW QUICK High Flow contiene il 68% in peso (49% in volume) di riempitivo in zirconio-silicio. Il riempitivo inorganico contenuto in ESTELITE FLOW QUICK High Flow è costituito da particelle sferiche (dimensioni medie 300 nm, range dimensioni da 40 a 600 nm), che consentono un eccellente mantenimento della lucentezza e una ottimale resistenza all'abrasione. La matrice monomerica contiene Bisfenolo di(2-idrossi propoxi) dimetacrilato (Bis-GMA) e trietilene glicole dimetacrilato (TEGDMA).

#### ■COLORI

A1, A2, A3 e OPA2.

- La guida colori ESTELITE SIGMA QUICK SHADE GUIDE fornita per ESTELITE SIGMA QUICK può essere utilizzata anche per ESTELITE FLOW QUICK High Flow. Tutti i colori corrispondono ai colori ESTELITE SIGMA QUICK.

- OPA2 è un colore opaco concepito per mascherare lievi macchie interne o per la ricostruzione di denti altamente opachi.

- Per conoscere i colori disponibili, rivolgersi al proprio distributore locale.

### ■INDICAZIONI

- Restauri diretti anteriori e posteriori (in particolare per cavità piccole, superficiali e a tunnel)

- Rivestimento cavitario (liner di cavità)

- Eliminazione di sottosquadri di cavità prima di realizzare restauri indiretti

- Riparazione di porcellana/compositi

### ■CONTRINDICAZIONI

ESTELITE FLOW QUICK High Flow contiene monomeri metacrilici. NON utilizzare ESTELITE FLOW QUICK High Flow in pazienti allergici o ipersensibili a questa sostanza e ai relativi monomeri.

### ■PRECAUZIONI

1) NON utilizzare ESTELITE FLOW QUICK High Flow per scopi diversi da quelli specificati nelle presenti istruzioni. Impiegare ESTELITE FLOW QUICK High Flow esclusivamente secondo quanto qui indicato.

2) ESTELITE FLOW QUICK High Flow è destinato alla vendita e all'uso esclusivamente di utilizzatori professionali abilitati alle cure dentali. Non è indicato alla vendita e all'uso in applicazioni non destinate alle cure dentali.

3) NON utilizzare ESTELITE FLOW QUICK High Flow se i sigilli di garanzia sono rotti o sembrano manomessi.

4) In presenza di reazione allergica o di ipersensibilità durante l'uso di ESTELITE FLOW QUICK High Flow, interromperne immediatamente l'applicazione.

5) Si raccomanda di utilizzare sempre guanti (in plastica, vinile o lattice) quando si manipola ESTELITE FLOW QUICK High Flow in modo da evitare eventuali reazioni allergiche causate dai monomeri metacrilici. Nota: Alcune sostanze o alcuni materiali possono penetrare attraverso i guanti. In caso di contatto tra ESTELITE FLOW QUICK High Flow e i guanti, togliere ed eliminare questi ultimi e lavarsi accuratamente le mani con acqua il più presto possibile.

6) Evitare il contatto di ESTELITE FLOW QUICK High Flow con gli occhi, le mucose, le pelle e gli abiti.

- Se ESTELITE FLOW QUICK High Flow viene a contatto con gli occhi, lavarli con abbondante acqua e contattare immediatamente un oculista.

- Se ESTELITE FLOW QUICK High Flow viene a contatto con le mucose, pulire immediatamente l'area interessata, lavare con abbondante acqua dopo aver completato il restauro.

- Se ESTELITE FLOW QUICK High Flow viene a contatto con la cute o gli abiti, pulire immediatamente l'area con un batuffolo di cotone o una garza imbevuti d'alcol.

- Chiedere al paziente di sciacquare la bocca immediatamente dopo il trattamento.

7) Non ingerire né aspirare ESTELITE FLOW QUICK High Flow. L'ingestione o l'aspirazione possono causare gravi lesioni.

8) Per evitare l'ingestione accidentale di ESTELITE FLOW QUICK High Flow, non lasciare il prodotto incustodito alla portata di pazienti e bambini.

9) Dopo ogni uso, ripulire accuratamente con alcol gli strumenti usati.

10) Se si utilizza un'unità di fotopolimerizzazione, si raccomanda di utilizzare visiere, occhiali o lenti protettive.

### ■INDICAZIONI PER RIEMPIMENTO E POLIMERIZZAZIONE

Assicurarsi che la fotopolimerizzazione di ESTELITE FLOW QUICK High Flow avvenga extraoralmente e controllare il tempo necessario per l'indurimento completo di ESTELITE FLOW QUICK High Flow utilizzando l'unità di polimerizzazione prima di eseguire la procedura di adesione. Nella seguente tabella sono riportati i rapporti tra il tempo di polimerizzazione e la profondità dell'incremento.

Rapporto tra tempo di polimerizzazione e profondità dell'incremento:

Tipo di luce	Intensità (mW/cm²)	Tempo polimeriz. (secondi)	Profondità incremento (mm) <sup>1)</sup>		
			A1, A2, A3	OPA2	
Alogena	400	10	1,6	1,4	
		20	1,9	1,7	
	600	10	1,8	1,6	
		20	2,0	1,9	
	800	5	1,5	1,4	
		10	1,9	1,7	
LED	260	10	1,5	1,3	
		20	1,7	1,6	
	30	1,9	1,7		
		5	1,6	1,4	
	900	10	1,8	1,6	
		3	1,7	1,5	
Arco al plasma	950	3	1,7	1,5	

1) La profondità di incremento è stata determinata sulla base di risultati di test eseguiti in conformità con la sezione 7.10 "profondità di polimerizzazione" di ISO4049: 2000.

#### ■CONSERVAZIONE


- Conservare ESTELITE FLOW QUICK High Flow a temperature comprese tra 0 e 25°C (32 e 77°F).
- EVITARE l'esposizione diretta di ESTELITE FLOW QUICK High Flow a luce e calore.
- NON utilizzare ESTELITE FLOW QUICK High Flow dopo la data di scadenza indicata sulla siringa/confezione.

### ■SMALTIMENTO

Per uno smaltimento sicuro dei residui di ESTELITE FLOW QUICK High Flow, estrudere il prodotto inutilizzato dalla siringa e sottoporre a fotopolimerizzazione prima dello smaltimento.

#### ■APPLICAZIONE DELLA PUNTA (Metal Syringe Tip)

- Tenendo il beccuccio, ruotare il cappuccio in senso orario ed estrarlo. [1]
- Tenere il beccuccio e posizionarvi Metal Syringe Tip. Ruotare Metal Syringe Tip in senso orario fino a quando è saldamente bloccata. [2]



- Gli accessori e Metal Syringe Tip sono destinati esclusivamente a ESTELITE FLOW QUICK High Flow. Non utilizzare con ESTELITE FLOW QUICK High Flow punte per siringa di altre marche.

- Metal Syringe Tip sono anche vendute separatamente.

- Usare sempre i guanti quando si applica Metal Syringe Tip.

### ■PROCEDURA CLINICA

#### 1. Pulizia

Pulire la superficie del dente con una coppetta di gomma e una pasta detergente priva di fluoro e sciacquare con acqua.

#### 2. Scelta del colore

Scegliere un colore adatto di ESTELITE FLOW QUICK High Flow.

#### 3. Isolamento

Il migliore metodo di isolamento è una diga in lattice.

#### 4. Preparazione della cavità

Preparare la cavità e risciacquare con acqua.

#### 5. Protezione della polpa dentale

Si può applicare idrossido di calcio se la cavità è a distanza ravvicinata con la polpa. NON UTILIZZARE MATERIALI A BASE DI EUGENOLO per proteggere la polpa, poiché questi materiali inibiscono la polimerizzazione di ESTELITE FLOW QUICK High Flow. ESTELITE FLOW QUICK High Flow non è indicato per l'incappucciamento diretto della polpa.

#### 6. Sistema adesivo

Applicare il sistema adesivo fotopolimerizzabile secondo le istruzioni del produttore.

- Non utilizzare sistemi adesivi auto-indurenti. Consigliamo di utilizzare sistemi adesivi fotopolimerizzabili con ESTELITE FLOW QUICK High Flow poiché altri tipi di sistemi adesivi, quali quelli autoindurenti o a indurimento duale, possono non garantire un'adesione efficace se utilizzati assieme a resine composite fotopolimerizzabili. Se si desidera utilizzare sistemi adesivi autoindurenti o a indurimento duale, verificare che tali sistemi siano compatibili con le resine composite fotopolimerizzabili impiegate.

- In caso di restauri con porcellana/composito, non dimenticare di trattare la superficie del restauro con accoppiamento di agente silano PRIMA di procedere al trattamento con adesivo.

#### 7. Riempimento e modellazione

Le cavità possono essere riempite con Metal Syringe Tip o indirettamente con uno strumento dopo avere versato la pasta sul blocco di miscelazione. Gli incrementi non devono superare la profondità indicata in quel momento (vedere la tabella precedente).

- Subito dopo il prelievo dal frigorifero evitare di applicare una forza eccessiva per estrarre il materiale dalla siringa.

- NON miscelare ESTELITE FLOW QUICK High Flow con resine composite di altre marche per evitare la polimerizzazione incompleta o la formazione di bolle d'aria. Per evitare la formazione di bolle d'aria, NON miscelare ESTELITE FLOW QUICK High Flow con pasta di colore diverso.

- Dopo avere fatto uscire la pasta, togliere ed eliminare Metal Syringe Tip, pulire l'ago con una garza e riposizionare il cappuccio immediatamente.

#### 8. Polimerizzazione

Fotopolimerizzare ciascun incremento per almeno il tempo indicato (vedere la tabella precedente).

- Qualora sul composito polimerizzato siano stratificate resine composite di altre marche, attenersi alle relative istruzioni.

#### 9. Finitura

Modellare e lucidare il restauro. Usare punte diamantate fini per la finitura. Per ridurre la demarcazione tra il composito e il dente naturale, ruotare lentamente una fresa al carburo del 12 attorno ai margini senza utilizzare acqua. Per le superfici prossimali, usare strisce di metallo per la finitura o o strisce di vinile per la lucidatura. Per lucidare utilizzare punte di gomma o qualsiasi strumento di lucidatura appropriato, ad es. PoGo™ (DENTSPLY/Caulk), Sof-Lex™ (3M ESPE), Identoflex® HiLuster Dia Polishers (Kerr) o D-FINE™ Hybrid Diamond (COSMEDENT, Inc.).
\* PoGo, Sof-Lex, Identoflex e D-FINE non sono marchi registrati di Tokuyama Dental Corporation.

NOTA IMPORTANTE : Il produttore non è responsabile di danni o lesioni causate dall'uso improprio di questo prodotto. Rientra nella personale responsabilità dell'utilizzatore professionale assicurarsi, prima dell'uso, che il prodotto sia idoneo per il tipo d'intervento previsto.

Le specifiche sono soggette a variazione senza preavviso. Un eventuale cambiamento delle specifiche può determinare un cambiamento delle istruzioni e delle precauzioni.

## ESPAÑOL

**Lea con atención todas las instrucciones, precauciones y avisos antes de utilizar el ESTELITE FLOW QUICK High Flow.**

### ■DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN GENERAL

1) ESTELITE FLOW QUICK High Flow es una resina compuesta de baja viscosidad, fotopolimerizable y radiopaca. La aplicación directa de ESTELITE FLOW QUICK High Flow en la cavidad preparada hace que su manejo sea sencillo.

2) ESTELITE FLOW QUICK High Flow utiliza una tecnología de amplificación de los radicales iniciadores de la fotopolimerización (tecnología RAP). El tiempo de polimerización del ESTELITE FLOW QUICK High Flow se puede reducir en un tercio utilizando una lámpara de fotopolimerización con una

longitud de onda de 400 a 500 nm (valor de pico: 470 nm) en comparación con nuestros productos convencionales. Consulte la tabla en la que se describe la relación entre el tiempo de polimerización y la profundidad de curado (■ INDICACIONES PARA LA OBTURACIÓN Y LA POLIMERIZACIÓN).

3) La tecnología RAP permite un tiempo de trabajo mayor (90 s) para el ESTELITE FLOW QUICK High Flow.

4) ESTELITE FLOW QUICK High Flow contiene un 68% en peso (49% en volumen) de partículas de relleno de sílice-zirconio. Todo el relleno inorgánico contenido en ESTELITE FLOW QUICK High Flow se compone de partículas esféricas (entre de 40 a 600 nm y con tamaño medio de 300 nm), lo que proporciona un excelente brillo y resistencia al desgaste. La matriz de monómero contiene bisfenol A di(2-hidroxi propoxi) dimetacrilato (Bis-GMA) y trietilenglicol dimetacrilato (TEGDMA).

### ■COLOR

A1, A2, A3 y OPA2.

- La ESTELITE SIGMA QUICK SHADE GUIDE proporcionada para ESTELITE SIGMA QUICK puede ser utilizada también para el ESTELITE FLOW QUICK High Flow. Todos los colores se corresponden a los del ESTELITE SIGMA QUICK.

- OPA2 está diseñado para ocultar ligeras pigmentaciones o reconstruir un diente muy opaco.

- Contacte con su distribuidor local para conocer cuáles son los colores disponibles.

### ■INDICACIONES

- Restauraciones directas en dientes anteriores y posteriores (particularmente indicado para cavidades pequeñas, poco profundas o con forma de túnel)

- Revestimiento de la cavidad

- Para regularizar paredes cavitarias antes de elaborar restauraciones indirectas

- Reparación de cerámica/composite

### ■CONTRAINDICACIONES

ESTELITE FLOW QUICK High Flow contiene monómeros metacrilícos. No utilice ESTELITE FLOW QUICK High Flow en pacientes alérgicos o con hipersensibilidad al metacrilato y a monómeros afines.

### ■PRECAUCIONES

1) EMPLEE el ESTELITE FLOW QUICK High Flow solamente para los fines indicados en estas instrucciones. Utilice el ESTELITE FLOW QUICK High Flow solo de acuerdo con estas indicaciones.

2) ESTELITE FLOW QUICK High Flow está diseñado para su venta y utilización por parte de odontólogos profesionales. No está diseñado para su utilización por parte de personas que no sean odontólogos profesionales.

3) NO EMPLEE el ESTELITE FLOW QUICK High Flow si los precintos de seguridad están rotos o presentan signos de manipulación.

4) Suspnda inmediatamente el uso del ESTELITE FLOW QUICK High Flow si éste provoca reacciones alérgicas o de hipersensibilidad.

5) Se recomienda utilizar siempre guantes de exploración (de plástico, vinilo o látex) a la hora de manipular el ESTELITE FLOW QUICK High Flow, para evitar posibles reacciones alérgicas a los monómeros metacrilícos. Aviso: Algunas sustancias/materiales pueden atravesar los guantes de exploración. Si ESTELITE FLOW QUICK High Flow entra en contacto con los guantes, quíteselos, deséchelos y lávese inmediatamente las manos con abundante agua.

6) Evite el contacto del ESTELITE FLOW QUICK High Flow con los ojos, la membrana mucosa, la piel y la ropa.

- Si el ESTELITE FLOW QUICK High Flow entra en contacto con los ojos, enjuáguelos abundantemente con agua y consulte inmediatamente un oftalmólogo.

- Si el ESTELITE FLOW QUICK High Flow entra en contacto con la membrana mucosa, limpie inmediatamente el área afectada y enjuáguela perfectamente con agua una vez terminada la restauración.

- Si el ESTELITE FLOW QUICK High Flow entra en contacto con la piel o la ropa, limpie inmediatamente el área con un algodón o paño humedecido con alcohol.

- Indique al paciente que se enjuague la boca inmediatamente después del tratamiento.

7) No se debe ingerir ni aspirar el ESTELITE FLOW QUICK High Flow. Su ingestión o aspiración puede provocar lesiones graves.

8) Para evitar la ingestión accidental de ESTELITE FLOW QUICK High Flow, no deje el producto sin supervisión al alcance de los pacientes o de los niños.

9) Limpie los instrumentos de aplicación con alcohol después de su uso.

10) Durante el uso de lámparas de fotopolimerización se deberán utilizar gafas o protectores oculares.

### ■INDICACIONES PARA LA OBTURACIÓN Y LA POLIMERIZACIÓN

Asegúrese de fotopolimerizar el ESTELITE FLOW QUICK High Flow fuera de boca y compruebe el tiempo necesario para completar la polimerización del ESTELITE FLOW QUICK High Flow con su lámpara de polimerizar antes de realizar el proceso de adhesión. La siguiente tabla resume la relación entre el tiempo de polimerización y la profundidad de polimerización.

Relación entre la polimerización y el incremento de la profundidad:

Tipo de lampara	Intensidad (mW/cm²)	Tiempo de polimerización (segundos)	Profundidad de curado (mm) <sup>1)</sup>	
			A1, A2, A3	OPA2
Halógena	400	10	1,6	1,4
		20	1,9	1,7
	600	10	1,8	1,6
		20	2,0	1,9
	800	5	1,5	1,4
		10	1,9	1,7
LED	260	10	1,5	1,3
		20	1,7	1,6
	30	1,9	1,7	
		5	1,6	1,4
	900	10	1,8	1,6
		3	1,7	1,5
Plasmabogen	950	3	1,7	1,5

1) La profundidad de polimerización ha sido determinada sobre la base de los resultados de las pruebas realizadas conforme a la sección 7.10 "Profundidad de polimerización" de la norma ISO4049: 2000.

#### ■ALMACENAJE

- Almacene el ESTELITE FLOW QUICK High Flow a una temperatura entre 0 y 25°C (32 - 77°F).
- EVITE una exposición directa del ESTELITE FLOW QUICK High Flow a la luz y al calor.
- NO utilice el ESTELITE FLOW QUICK High Flow después de la fecha de caducidad indicada en la jeringa/embalaje.

### ■ELIMINACIÓN

Para eliminar de forma segura el exceso de ESTELITE FLOW QUICK High Flow, expulse el material no utilizado de la jeringa y fotopolimerícelo antes de desecharlo.